

marathon

Aspi-sol




SNODI



**Che cos'è un'infezione da aerosol?
È uno dei percorsi dell'infezione da agenti patogeni, che è inferiore a 1 µm (micron) e le particelle di aerosol possono depositarsi o essere inalate da una persona sensibile.**

ASPIRATORE DENTALE DI AGENTI CONTAMINANTI E POLVERE FINI SUPER POTENTE



Polvere, saliva, sangue, ecc., Generati durante il ridimensionamento o la preparazione possono essere spruzzati all'interno sotto forma di aerosol, causando infezioni nel personale ospedaliero e nei pazienti.

Inoltre, il filtro hepa (0,3 µm) viene utilizzato per estrarre polvere e polvere fine generata durante il trattamento o nell'aria.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	ASPI-SOL
VOLTAGGIO	110V 220V/50HZ
POTENZA	1.2W
AMPERE	220V 6A / 110V 15A
FLUSSO D'ARIA MASSIMO (M3/min)	3,9
PRESSIONE MASSIMA (mmh2o)	273
RUMORE (db)	49~65
DIMENSIONI (mm)	270 X 287 X 710
DIMENSIONI BRACCIO (mm)	1600
PESO SENZA BRACCIO (KG)	27
PESO BRACCIO (KG)	1.2
DIAMETRO DEL BOCCALE DI ASPIRAZIONE (mm)	50
EFFICIENZA DEL FILTRO HEPA	99.97%
STERILIZZAZIONE UV	254 nm
DISINFEZIONE DEL PLASMA	5000V
DURATA UTILIZZO DELLA LUCE UV (H)	8000~12000
DURATA UTILIZZO FILTRO HEPA (MESI)	2~3

Marathon Italia srl Via Nuova San Rocco, 62 - 80131 Napoli Italia
Tel. 081 741.31.04 / 081 744.21.91 Fax 081 741.51.71
Www.marathonitalia.com e-mail: info@marathonitalia.com